

Was sollte im Zusammenhang mit der Anwendung von OcuProtect® beachtet werden?

1. Eingeben in die Augen

- auf gutes Festhalten achten (eventuell eine zweite Person hinzuziehen)
- durch Zusammendrücken der Flaschenwand einen Tropfen in das Auge fallen lassen
- die Hand mit dem Fläschchen sollte stets Kontakt zum Kopf des Tieres haben, um Berührungen der Spitze des Fläschchens mit dem Auge zu vermeiden (Verletzungs- und Kontaminationsgefahr!)

2. Dosierung

- 1 Tropfen OcuProtect® - 2 mal täglich in den Bindehautsack jedes Auges
- folgen Sie den Empfehlungen Ihres Tierarztes


3. Haltbarkeit

- 30 Tage nach Anbruch
- danach nicht mehr verwenden

4. Lagerung

- bei Raumtemperatur lagern
- nur bei längerer Anwendungspause im Kühlschrank
- vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- für Kinder unzugänglich aufbewahren

- Keine Wartezeit
- Nicht dopingrelevant



OcuProtect®

Klare Sache!

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b | D-06406 Bernburg
Telefon: +49 (0)3471 860 401 | Fax: +49 (0)3471 860-4803
www.serumwerk.de

MEDISTAR Arzneimittelvertrieb GmbH
Lüdinghauser Straße 23 | D-59387 Ascheberg
Telefon: +49 (0)2593 958 860 | Fax: +49 (0)2593 958 8625
www.medistar-gmbh.de

V/03/2016/KT/SPM-A16-0593

 serumwerk
berenburg

medistar[™]
ARZNEIMITTELVERTRIEB GMBH[®]

Augentropfen
für Tiere

OcuProtect®

Klare Sache!



Was ist das – OcuProtect®?

Die besondere Zusammensetzung dieser Augentropfen führt zu einer lang anhaltenden Befeuchtung und intensiven Pflege der Augenoberfläche bei trockenen, gereizten und geröteten Augen sowie bei unzureichender Tränenflüssigkeit.

OcuProtect® unterstützt auf mechanischem Wege auch die Wundheilung bei Störungen an der Hornhaut des Auges.

Welche Eigenschaften von OcuProtect® sind besonders hervorzuheben?

- sofortige Symptomlinderung
- keine Sehkraftbeeinträchtigung / keine Schmiereffekte
- sehr lange Verweildauer auf der Augenoberfläche
- keine Wechselwirkungen mit weiteren Medikamenten (z. B. Antibiotika, Kortison)
- sparsame Anwendung

Was sollte man über die Zusammensetzung von OcuProtect® wissen?

In OcuProtect® sind natürliche Inhaltsstoffe enthalten, die für eine ausgezeichnete Verträglichkeit sorgen.

OcuProtect® ist wie folgt zusammengesetzt:

Helix Aspersa Mukus-Extrakt	3%
PEG/PPG-Co-Polymer	1%
Hyaluronsäure	0,1%
Natrium-EDTA	0,1%
N-Hydroxymethyl-Glycinat	0,001%

Helix Aspersa-(Schneckenschleim-) Extrakt ist wichtig, weil diese Mischung aus Eiweiß- und Aminosäureverbindungen u. a. für die gewünschten Elastizitäts- und Hafteigenschaften der Augentropfen sorgt sowie die Epithelzellen mit Nährstoffen versorgt und vor Stress schützt.

Das Polymer ist wichtig, weil es nach Kontakt mit der Augenoberfläche aus dem flüssigen in einen gelartigen Zustand übergeht. Dadurch wird die Verweildauer der Aktivsubstanzen auf der Hornhautober-

fläche verlängert.

Hyaluronsäure ist wichtig, weil sie ein wichtiger Bestandteil der Augenstruktur ist. Hyaluronsäure bildet ein extrazelluläres Netzwerk (Matrix), in das die Epithelzellen eingebettet und geschützt werden. Dadurch wird der Austausch von Nährstoffen und Metaboliten begünstigt, die Kommunikation der Zellen untereinander gefördert sowie die Wanderung der Zellen des Immunsystems ermöglicht. Dieser Prozess entspricht einem der wichtigsten Wundheilungsmechanismen des Hornhautepithels.

Natrium-EDTA ist wichtig, weil es als ein hochverträgliches Konservierungsmittel einen natürlichen Kollagenschutz darstellt.

N-Hydroxymethyl-Glycinat ist wichtig, weil es in Kombination mit Natrium-EDTA als sehr gut verträgliches Konservierungsmittel wirkt.

